



HI-EMT MAGSHAPE

KEVES
EBB

Zsír

Izom

TÖBB



HI-EMT TECHNOLOGIA



Az EmsSlimx elektromágneses tere képes a mozgatóideg-sejteket célozni, mozgást generálva, amely közvetlenül izomösszehúzódást vált ki. Ezért mondható, hogy „edzhetsz fekvő is”.

A 30 perces kezelés során az izmok több mint 30 000-szer húzódnak össze nagy frekvenciával és intenzitással, amit általános edzés során nem lehet elérni!

Az extrém izom-összehúzódások nagy mennyiségű energiát igényelnek, így a közeli zsírsejtek is elhasználódnak, ami természetes apoptózishoz és a zsírréteg hatékony csökkentéséhez vezet.

Az EmsSlimx által kiváltott izommozgások nem károsítják az ízületeket vagy a csontokat, viszont hatékonyan erősítik a has és a farizmokat, növelik az izomrostok számát és térfogatát. Ezáltal a test vonalai hangsúlyosabbá válnak, kiemelve a „sellővonalat” és a „hasizomvonalat”.



MAGSHAPE

- A Magshape az egyetlen olyan eljárás, amely egyszerre segít izmot építeni és formálni a testet. Olyan érzés, mintha intenzív edzést végeznél – jótékony hatással van az egészségre.
- Alkalmas formálásra, izomnövelésre, zsírbontásra, a hasizmok kiemelésére és a fenék megemelésére.
- Ez a világ első nem-invazív fenékemelő kezelése. Nem igényel felépülési időt, sem előkészületet a kezelés előtt vagy után.
- A nagy intenzitású, fókuszált elektromágneses energia hatására a Magshape-kezelés során több ezer erőteljes izom-összehúzódnás történik, amelyek kulcsfontosságúak az izmok tónusának és erejének javításában.
- Szuper-maximális összehúzódnással működik: az izomszövetet extrém körülményekhez való alkalmazkodásra kényszeríti. Ez mélyreható belső átalakulást idéz elő, amely izomtömeg-gyarapodáshoz, fokozott feszüléshez, kondicionáláshoz és zsírégetéshez vezet.
- A hasi zsír csökkentésével, valamint az alatta lévő izomzat megerősítésével a Magshape segíti a pácienseket karcsúbb, sportosabb testkontúr elérésében.
- Ajánlott kezelési terv: 20–30 perces kezelések, legalább 4 alkalommal, 2–3 napos szünetekkel. A kezelőszemélyzet személyre szabott kezelési tervet készít az egyéni célokhoz igazodva.

Magshape - 4 Kezelőfejes

Egyszerre 4 terület kezelése

30 = 20.000

Perc kezelés


Izom-összehúzóds

16%↑ Átlagos izomtömeg-
növekedés

19%↓ Átlagos
zsírcsökkenés




ALAPELVEK



A HI-EMT (nagy energiájú, fókuszált elektromágneses hullám) technológia révén az izmok folyamatos összehúzódásra és elernyedésre készíthetők, ami mélyrehatóan átalakítja az izomszövet szerkezetét. Elősegíti a miofibrillumok (izomnövekedés) új fehérjéinek termelését, valamint az izomrostok szaporodását (izomhiperplázia), ezáltal növeli az izomsűrűséget és az izomtömeget az edzéshez hasonlóan.

A 100%-os, maximális izom-összehúzódások nagy mennyiségű zsírsejt lebomlását is előidézik, amely sejthalálhoz (apoptózis) vezet. A lebomlott zsírsejtek néhány héten belül a szervezet természetes anyagcsere-folyamataival távoznak.

Így a HI-EMT technológia egyszerre képes izmot erősíteni és növelni, valamint hatékonyan csökkenteni a zsírt.




Egy meghatározott frekvenciatartomány megakadályozza, hogy az izmok két inger között ellazuljanak, így az izmok több másodpercig összehúzott állapotban maradnak. Az izomfejlődés akkor történik, amikor az izomszövet ismételen ki van téve ennek a nagy terhelésnek.

ELŐNYÖK

- Izomépítés és zsírégetés egyszerre
- Nem invazív fenékemelés
- Mindenkinek megfelelő – nincs szükség érzéstelenítésre vagy műtétre
- Rövid kezelés – egy alkalom mindössze 30 perc
- Csak 4 kezelés szükséges, 2-3 napos időközökkel
- Olyan érzés, mintha intenzív edzést végeznél
- Biztonságos, kieső idő nélkül
- Az eredmény azonnali, de 2-4 hét múlva lesz igazán látható
- Az izomtömeg átlagosan 16%-kal növekedett
- Átlagos zsírcsökkenés 19%



SPECIFIKÁCIÓ



Specifikáció

Mágneses hullám (energia)	0-7 Tesla
Feszültség	220V
Kimeneti teljesítmény	4300W
Frekvencia	F1:1-10Hz F2:1-100Hz
Impulzusszélesség	300us
Módok	modell-I (Sport mód) modell-II (Kímélő mód) modell-III (Professzionális mód)
Kijelző	10.4 inch
Kezelőfejek száma	4 handles
Gép mérete	1500mm*360mm*520mm
Csomagolás mérete	1150mm*540mm*840mm
Nettó súly	75kg
Bruttó súly	105kg

SPECIFIKÁCIÓ

Előny

A régi csatlakozó nehezen volt használható a nők számára.
A új típus csavarorsós megoldást alkalmaz a rögzítéshez, így a telepítés egyszerűbb, gyorsabb, és nincs rossz érintkezés.

Régi típus



Új típus





FELHASZNÁLHATÓ:



Has



Fenék



Combok

FELHASZNÁLHATÓ:



Combok



Karok



Vádlík

FELHASZNÁLHATÓ:



Urológia

Nőgyógyászat




Szülés utáni


regeneráció

RENDSZER MÓD

3 MUNKAMÓD



Sport Mode



Gentle (Kímélő) Mode



Professional Mode



Felhasználó élmény



BEFORE & AFTER

